

# Центрифуги охлаждаемые EPPENDORF

## Centrifuge 5910 Ri, 5920 R

### Технические характеристики

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

Киргизия (996)312-96-26-47

## Centrifuge 5910 Ri



### Описание

В охлаждаемой модели Centrifuge 5910 Ri сочетаются высокая вместимость и компактный, эргономичный дизайн изделия. Центрифуга оснащена интуитивным сенсорным пользовательским интерфейсом и усовершенствованной системой управления температурой.

### Характеристики изделия

- > Большой 7-дюймовый сенсорный интерфейс VisioNize® для исключительно быстрой настройки параметров с помощью уникальной функции «Избранное»
- > Управление пользователями с несколькими уровнями авторизации и функциями документирования, соответствующими требованиям GLP/GxP
- > Бакетные роторы и адаптеры подходят для пробирок и колб объемом от 0,2 мл до 1 000 мл, а также для всех типов планшетов: планшетов МТР, ПЦР-планшетов или глубоколоночных планшетов

### Информация для заказа

#### Описание

Centrifuge 5910 Ri, Интерфейс с сенсорным экраном, охлаждаемая, без ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)

#### Номер для заказа

5943 000 011

## Centrifuge 5920 R



### Описание

Centrifuge 5920 R — это большая настольная охлаждаемая центрифуга с исключительной производительностью и высокой вместимостью, что делает ее лучшим вариантом при работе с большим количеством проб.

### Характеристики изделия

- > Бакетные роторы и адаптеры подходят для пробирок и флаконов объемом от 0,2 до 1 000 мл
- > Благодаря наличию планшетного ротора подходит для центрифугирования планшетов любого типа: микропланшетов (МТР), ПЦР-планшетов или глубоколоночных планшетов или Deepwell Plates
- > Угловые роторы для пробирок объемом от 0,2 мл до 50 мл для высокоскоростного центрифугирования при выполнении задач из области молекулярной биологии

### Информация для заказа

#### Описание

Centrifuge 5920 R, пленочная клавиатура, охлаждаемая, без ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)

#### Номер для заказа

5948 000 010

	Centrifuge 5910 Ri	Centrifuge 5920 R
Флаконы Eppendorf 1000 мл	4	–
Стандартные флаконы 1000 мл	–	4
Флаконы 750 мл	4	4
Флаконы 180 – 250 мл (плоские)	6	8
Конические пробирки 50 мл	36	52
Конические пробирки 25 мл	36	52
Конические пробирки 5 мл и 15 мл	68	108
Пробирки Eppendorf Tubes® 1,5/2,0 мл	200	368
BD Vacutainer® CPT™ (16 мм x 125 мм/8 мл)	28	80
Пробирки с круглым дном 16 мм и пробирки для сбора крови	104	148
Пробирки с круглым дном 13 мм и пробирки для сбора крови	120	196
ПЦР-планшеты/микропланшеты (МТР)	20	28
Универсальные адаптеры для конических пробирок, планшетов и флаконов	■	■
Двойное использование планшетов и пробирок в одном роторном баке	■	■
Варианты планшетного ротора для микропланшетов МТР, ПЦР или планшетов DWP	■	■
Угловые роторы для высокоскоростного центрифугирования	■	■

## Наборы для центрифугирования Centrifuge 5910 Ri

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
<b>Centrifuge 5910 Ri</b> , Интерфейс с сенсорным экраном, охлаждаемая, High Speed Solution, с ротором FA-6x50, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5943 000 149
<b>Centrifuge 5910 Ri</b> , Интерфейс с сенсорным экраном, охлаждаемая, с ротором S-4x750, вкл. круглые бакеты и адаптеры для конических пробирок 5 мл/15 мл/50 мл, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5943 000 516
<b>Centrifuge 5910 Ri</b> , Интерфейс с сенсорным экраном, охлаждаемая, с ротором S-4xUniversal, вкл. универсальные бакеты и адаптеры для конических пробирок 5 мл/15 мл/50 мл и планшетов, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5943 000 316
<b>Centrifuge 5910 Ri</b> , Интерфейс с сенсорным экраном, охлаждаемая, Big Volume Harvesting Solution, с ротором S-4xUniversal, вкл. универсальные бакеты и адаптеры 1 л (x4), флаконы 1 л (x4), 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5943 000 173
<b>Centrifuge 5910 Ri</b> , Интерфейс с сенсорным экраном, охлаждаемая, Versatility Solution, с ротором S-4xUniversal, вкл. универсальные бакеты и адаптеры для конических пробирок объемом 5 мл/15 мл/50 мл, колб объемом 175 – 250 мл и планшетов, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5943 000 216
<b>Centrifuge 5910 Ri</b> , Интерфейс с сенсорным экраном, охлаждаемая, с ротором S-4xUniversal, вкл. универсальные бакеты, адаптеры для конических пробирок 5 мл/15 мл/50 мл, колб 175 – 250 мл и планшетов, адаптеры для колб 1000 мл, вкл. 4 колбы объемом 1 000 мл, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5943 000 904

## Наборы для центрифугирования Centrifuge 5920 R

Информация для заказа	
Описание	Номер для заказа
<b>Centrifuge 5920 R</b> , пленочная клавиатура, охлаждаемая, с Rotor S-4xUniversal-Large, вкл. универсальные бакеты и адаптеры для конических пробирок 5 мл/15 мл/25 мл/50 мл и планшетов, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5948 000 911
<b>Centrifuge 5920 R</b> , пленочная клавиатура, охлаждаемая, с Rotor S-4xUniversal-Large, вкл. универсальные бакеты и адаптеры для пробирок с круглым дном диаметром 13/16 мм, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5948 000 810
<b>Centrifuge 5920 R</b> , пленочная клавиатура, охлаждаемая, с ротором Rotor S-4x1000, вкл. бакеты для планшетов высокой вместимости и адаптеры для 15 мл/50 мл конических пробирок, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5948 000 210
<b>Centrifuge 5920 R</b> , пленочная клавиатура, охлаждаемая, с Rotor S-4x1000, вкл. бакеты для планшетов/пробирок и адаптеры для конических пробирок 15 мл/50 мл, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5948 000 410
<b>Centrifuge 5920 R</b> , пленочная клавиатура, охлаждаемая, High-Throughput Screening Solution, с ротором S-4x1000, вкл. бакет для планшета/пробирки и держатель планшета, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5948 000 174
<b>Centrifuge 5920 R</b> , пленочная клавиатура, охлаждаемая, с Rotor S-4x1000, вкл. круглые бакеты и адаптеры для конических пробирок 15 мл/50 мл, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5948 000 315

[Алматы](#) (7273)495-231  
[Ангарск](#) (3955)60-70-56  
[Архангельск](#) (8182)63-90-72  
[Астрахань](#) (8512)99-46-04  
[Барнаул](#) (3852)73-04-60  
[Белгород](#) (4722)40-23-64  
[Благовещенск](#) (4162)22-76-07  
[Брянск](#) (4832)59-03-52  
[Владивосток](#) (423)249-28-31  
[Владикавказ](#) (8672)28-90-48  
[Владимир](#) (4922)49-43-18  
[Волгоград](#) (844)278-03-48  
[Вологда](#) (8172)26-41-59  
[Воронеж](#) (473)204-51-73  
[Екатеринбург](#) (343)384-55-89

[Иваново](#) (4932)77-34-06  
[Ижевск](#) (3412)26-03-58  
[Иркутск](#) (395)279-98-46  
[Казань](#) (843)206-01-48  
[Калининград](#) (4012)72-03-81  
[Калуга](#) (4842)92-23-67  
[Кемерово](#) (3842)65-04-62  
[Киров](#) (8332)68-02-04  
[Коломна](#) (4966)23-41-49  
[Кострома](#) (4942)77-07-48  
[Краснодар](#) (861)203-40-90  
[Красноярск](#) (391)204-63-61  
[Курск](#) (4712)77-13-04  
[Курган](#) (3522)50-90-47  
[Липецк](#) (4742)52-20-81

[Магнитогорск](#) (3519)55-03-13  
[Москва](#) (495)268-04-70  
[Мурманск](#) (8152)59-64-93  
[Набережные Челны](#) (8552)20-53-41  
[Нижний Новгород](#) (831)429-08-12  
[Новокузнецк](#) (3843)20-46-81  
[Ноябрьск](#) (3496)41-32-12  
[Новосибирск](#) (383)227-86-73  
[Омск](#) (3812)21-46-40  
[Орел](#) (4862)44-53-42  
[Оренбург](#) (3532)37-68-04  
[Пенза](#) (8412)22-31-16  
[Петрозаводск](#) (8142)55-98-37  
[Псков](#) (8112)59-10-37  
[Пермь](#) (342)205-81-47

[Ростов-на-Дону](#) (863)308-18-15  
[Рязань](#) (4912)46-61-64  
[Самара](#) (846)206-03-16  
[Саранск](#) (8342)22-96-24  
[Санкт-Петербург](#) (812)309-46-40  
[Саратов](#) (845)249-38-78  
[Севастополь](#) (8692)22-31-93  
[Симферополь](#) (3652)67-13-56  
[Смоленск](#) (4812)29-41-54  
[Сочи](#) (862)225-72-31  
[Ставрополь](#) (8652)20-65-13  
[Сыктывкар](#) (8212)25-95-17  
[Тамбов](#) (4752)50-40-97  
[Сургут](#) (3462)77-98-35  
[Тверь](#) (4822)63-31-35

[Тольятти](#) (8482)63-91-07  
[Томск](#) (3822)98-41-53  
[Тула](#) (4872)74-02-29  
[Тюмень](#) (3452)66-21-18  
[Ульяновск](#) (8422)24-23-59  
[Улан-Удэ](#) (3012)59-97-51  
[Уфа](#) (347)229-48-12  
[Хабаровск](#) (4212)92-98-04  
[Чебоксары](#) (8352)28-53-07  
[Челябинск](#) (351)202-03-61  
[Череповец](#) (8202)49-02-64  
[Чита](#) (3022)38-34-83  
[Якутск](#) (4112)23-90-97  
[Ярославль](#) (4852)69-52-93

[Россия](#) (495)268-04-70

[Казахстан](#) (772)734-952-31

[Киргизия](#) (996)312-96-26-47